



24/7 CHIRURGEN-HOTLINE

Ihnen werden erfahrene chirurgische Kollegen mit Rat und Tat (auf Wunsch Anwendungsbegleitung) zur Seite stehen!

0800-555 556 1

fasciotens® Pediatric-Entwicklung

Auf der Grundlage unserer Expertise bei der erfolgreichen Behandlung von Bauchwanddefekten Erwachsener und durch den Wunsch erfahrener Kinderchirurgen nach einer standardisierten Lösung haben wir mit viel Herzblut fasciotens® Pediatric für die aller kleinsten Patienten entwickelt.

Unser Ziel ist es, die Behandlungsergebnisse bei angeborenen und erworbenen Bauchwanddefekten von Neugeborenen und Säuglingen zu verbessern, indem ein schnellerer und direkter Bauchwandverschluss ermöglicht wird.

Informationen aus erster Hand

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten oder sind Sie sich unsicher, ob fasciotens bei Ihrem Patienten geeignet ist? Kein Problem! Rufen Sie uns auf unserer 24-Stunden-Chirurgen-Hotline an.

Hinweis: Informationen zu möglichen Risiken in der Anwendung von fasciotens-Produkten sind in den Gebrauchsanweisungen enthalten.

Lesen Sie was Ihre chirurgischen Kollegen zu fasciotens sagen:

www.fasciotens.de/referenzen/testimonials

fasciotens

ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

NEU



fasciotens® Pediatric

Die innovative Therapie von Bauchwanddefekten für die Kleinsten*

fasciotens
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

www.fasciotens.de

info@fasciotens.de

Aachener Str. 1053-1055


D-50858 Köln

Deutschland

fasciotens®Pediatric wird in Kombination mit fasciotens®Cradle eingesetzt.

Adaptive Positionierung über dem Defekt

Seitlagerung von bis zu 18°



Angeborene Bauchwanddefekte

fasciotens®Pediatric wird zur Behandlung von angeborenen und erworbenen Bauchwanddefekten bei Neugeborenen und Säuglingen eingesetzt. Dabei appliziert fasciotens®Pediatric einen standardisierten und quantifizierbaren Zug auf die Bauchdecke, der jederzeit vom gesamten Behandlungsteam reproduziert werden kann.

Die Bauchwand wird über einen ventral gerichteten Zug gedehnt, der Bauchraum vergrößert und somit Platz für die Organe geschaffen. fasciotens®Cradle bietet unter der Therapie eine verbesserte Lagerungsmöglichkeit zur Dekubitusprophylaxe.

⊖ Das Problem

- Gefahr des intraabdominellen Kompartmentsyndroms durch primären Verschluss
- Kein standardisiertes Therapieverfahren
- Applizierte Kraft aktuell nicht quantifizierbar und einheitlich reproduzierbar
- Inkaufnahme von Bauchwandhernien und Folgeoperationen
- Patientenlagerung sehr eingeschränkt

+ Die Lösung

- + Vergrößert den Bauchraum durch Dehnung der Bauchwand
- + Standardisiert und quantifiziert den Zug auf die Bauchdecke
- + Ermöglicht jederzeit eine Reproduktion der Zugkraft durch das Behandlungsteam
- + Erleichtert den direkten Faszienverschluss
- + Verbessert die Lagerung unter richtungs-konstanter Zugkraft

Alle wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf unserer Homepage unter:

www.fasciotens.de/referenzen



So funktioniert fasciotens®Pediatric:

Einfach QR-Code scannen und 40-Sekunden-Clip ansehen.